

CUIDADO DE LA PRESIÓN

Posicionamiento y alivio de la presión del paciente



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	PAG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	PAG.
ALFOMBRILLAS DE PROTECCIÓN PARA MESA				PROTECCIÓN DEL TRONCO			
AZ610	Alfombra de mesa universal	520 x 520 x 10	4	AZ300	Protector sacro Azure pequeño	400 x 380 x 25	12
AZ611	Alfombra de mesa Azure 3/4	1150 x 520 x 10	4	AZ301	Protector sacro Azure grande	450 x 445 x 30	12
EL030	Alfombra de mesa Oasis Elite	520 x 520 x 20	4	AZ500	Posicionador universal Azure	410 x 145 x 60	12
EL031	Alfombra de mesa Oasis Elite 3/4	1150 x 520 x 20	4	EL905	Sistema Posicionador prono Oasis Elite	675 x 500 x 100	13
OA030	Alfombra de mesa Oasis	520 x 520 x 10	4	EL903	Posicionador prono Oasis Elite	610 x 530 x 130	13
OA031	Alfombra de mesa Oasis 3/4	1150 x 520 x 10	4	EL900	Posicionador lateral Oasis Elite	720 x 500 x 160	14
OA032	Alfombra de mesa Oasis larga	1800 x 520 x 10	4	EL210	Posicionador de bóveda Oasis Elite	350 x 150 x 75	14
OA041	Alfombra con relieve Oasis	520 x 520 x 12	5	EL214	Rodillo pectoral de base plana Elite	305 x 150 x 100	14
OA042	Alfombra con relieve Oasis ¾	1145 x 520 x 12	5	EL215	Rodillo pectoral de base plana Elite	405 x 150 x 100	14
OA043	Alfombra con relieve Oasis ¾ (sin cortes)	1145 x 520 x 12	5	EL216	Rodillo pectoral de base plana Elite	510 x 150 x 100	14
OA036	Alfombra sección de cabeza Oasis	225 x 500 x 10	5	EL217	Rodillo pectoral de base plana Elite	405 x 150 x 100	14
OA037	Alfombra sección torso Oasis	990 x 500 x 10	5	EL218	Rodillo pectoral de base plana Elite	510 x 150 x 100	14
OA038	Alfombra sección pies Oasis	500 x 500 x 10	5	OA211	Rodillo pectoral de base plana Oasis	305 x 100 x 75	15
OA039	Set 3 piezas secciones Oasis		5	OA212	Rodillo pectoral de base plana Oasis	405 x 100 x 75	15
OA033	Alfombra larga pediátrica Oasis	900 x 380 x 10	5	OA213	Rodillo pectoral de base plana Oasis	510 x 100 x 75	15
OA035	Alfombra de cadera Oasis	520 x 520 x 10	6	OA110	Correa posicionadora de paciente	505 x 85 x 8	15
OA040	Alfombra perineal Oasis	520 x 520 x 10	6	OA113	Correa para extremidades Oasis	315 x 45 x 10	15
OA300	Alfombra para incubadora	620 x 340 x 12	6	OA050	Posicionador paciente Oasis	160 x 80 x 45	16
PROTECCIÓN DE CABEZA Y CUELLO				PROTECCIÓN DE PIERNAS Y RODILLAS			
AZ100	Protector de cabeza Azure	260 x 250 x 50	7	AZ400	Protector de pierna Azure	515 x 180 x 40	17
EL141	Apoyo de cabeza prono Oasis Elite grande	280 x 240 x 140	7	AZ410	Alfombrillas para perneras Azure	370 x 205 x 25	17
EL142	Apoyo de cabeza prono Oasis Elite mediano	280 x 240 x 130	7	EL401	Alfombrilla de rodilla Oasis Elite	510 x 150 x 35	17
EL152	Apoyo de cabeza supino Oasis Elite adolescente	275 x 230 x 65	8	EL402	Alfombrilla de rodilla Oasis Elite	400 x 150 x 35	17
EL151	Apoyo de cabeza supino Oasis Elite adulto	275 x 237 x 90	8	OA090	Alfombrillas para perneras Oasis	315 x 300 x 10	17
EL011	Anillo de cabeza cerrado Oasis Elite adolescente	140 x 34	8	OA091	Alfombrillas para perneras Oasis	395 x 245 x 10	17
EL012	Anillo de cabeza cerrado Oasis Elite adulto	200 x 50	8	OA092	Alfombrillas para perneras Oasis	520 x 300 x 10	17
EL021	Anillo de cabeza abierto Oasis Elite adolescente	140 x 34	8	PROTECCIÓN DE TOBILLO, TALONES Y PIES			
EL022	Anillo de cabeza abierto Oasis Elite adulto	200 x 54	8	AZ401	Protector de talones Azure	180 x 175 x 30	18
OA010	Anillo de cabeza cerrado pediátrico Oasis	90 x 20	9	EL130	Almohadillas para talones Oasis Elite	180 x 100 x 70	18
OA011	Anillo de cabeza cerrado adolescente Oasis	149 x 35	9	OA130	Almohadillas para talones Oasis	105 x 90 x 43	19
OA012	Anillo de cabeza cerrado adulto Oasis	200 x 45	9	OA131	Talonerías Oasis	230 x 200 x 20	19
OA020	Anillo de cabeza abierto pediátrico Oasis	90 x 40	9	OA200	Protector de tobillo y talón Oasis	315 x 45 x 10	20
OA021	Anillo de cabeza abierto adolescente Oasis	140 x 60	9	OA080	Protector de tobillo y talón Oasis	440 x 45 x 10	20
OA022	Anillo de cabeza abierto adulto Oasis	200 x 75	9	OA081	Estribos para tobillos	370 x 240 x 5	20
OA140	Alfombra de cara Oasis	165 x 80 x 8	9	OA081	Estribos para tobillos grandes	505 x 145 x 10	20
PROTECCIÓN DE BRAZOS Y CODOS				ALMOHADILLAS DE PROTECCIÓN ESPECIALES			
AZ200	Protector de brazo corto Azure	330 x 140 x 30	10	OA120	Almohadillas para cuadro Relton Oasis	190 x 170 x 18	21
AZ201	Protector de brazo largo Azure	460 x 180 x 35	10	OA221	Almohadillas para cuadro Wilson Oasis	735 x 255 x 10	21
EL101	Alfombrilla conformada de brazo Oasis Elite	510 x 150 x 35	10				
EL102	Alfombrilla conformada de brazo Oasis Elite	400 x 150 x 35	10				
EL072	Alfombrilla apoyabrazos Oasis Elite larga	600 x 125 x 20	10				
EL070	Alfombrilla apoyabrazos Oasis Elite corta	400 x 125 x 20	10				
OA101	Alfombrilla de brazo contorneada Oasis	510 x 150 x 35	11				
OA070	Alfombrilla apoyabrazos Oasis	395 x 115 x 10	11				
OA071	Alfombrilla apoyabrazos Oasis	600 x 200 x 10	11				
OA072	Alfombrilla apoyabrazos Oasis	600 x 125 x 10	11				
OA060	Protector nervio cubital / braquial Oasis pequeño	380 x 115 x 8	11				
OA061	Protector nervio cubital / braquial Oasis grande	460 x 210 x 8	11				
OA100	Alfombrilla para fijación de brazo	170 x 110 x 10	11				
OA102	Alfombrilla para fijación de brazo	162 x 132 x 10	11				



Todos y cada uno de los productos en la gama de cuidado de la presión Trulife han sido sujetos a los más rigurosos test de durabilidad para asegurar que mantienen sus características estables en el día a día, incluso en los quirófanos más ocupados, con resultados positivos. En la fase de diseño, los test son dirigidos en relación a los efectos diarios de compresión, fricción, rodamiento y arrastre.

La gama de productos de cuidado de la presión de Trulife consiste en la más extensa relación de alfombrillas y posicionadores de gel disponibles y son útiles para una gran variedad de aplicaciones en prácticamente todos los procedimientos quirúrgicos. *

Todos los productos son fabricados bajo las estrictas normas ISO9001:2000 y poseen la marca CE.

¿Cómo podemos limpiar los productos Oasis?

Todos los productos son fáciles de limpiar con los detergentes habituales y soluciones de limpieza hospitalaria. Sin embargo, NO se recomienda sumergir los productos durante un largo periodo de tiempo, ni tampoco someterlos al autoclave, ya que debilitaría la película exterior.

¿Pueden los productos Oasis entrar en contacto directamente con la piel del paciente?

Todos los productos están exentos de látex y son hipoalergénicos. El gel usado en los productos es una silicona sólida y no tiene ninguna zona líquida. Es un material inerte y que no da sustento a las bacterias.

¿Pueden los productos SER calentados o enfriados?

Los productos han sido enfriados a -12°C sin efectos adversos. Dado que el poder adhesivo del velcro puede ser debilitado por las bajas temperaturas, debería permitirse a los productos recuperar la temperatura ambiente antes del uso. Los productos pueden ser calentados hasta 50°C si es preciso, y ser usados con seguridad en combinación con mantas calientes.

¿Qué hacer si se corta el producto?

Aunque hay un kit de reparación disponible, en el momento que se produce un corte, es recomendable desechar del producto para evitar cualquier tipo de infección.

¿Están los productos Oasis garantizados?

Todos los productos Oasis están garantizados por 2 años contra todo defecto de fabricación.

* La posición del modelo en ciertas imágenes solamente pretenden mostrar los productos y pueden no ajustarse exactamente, en todos los casos, a su uso quirúrgico.

INTRODUCCIÓN	2
Cuidado de la presión	2
Gamas Trulife	3
GUÍA DE PRODUCTO	4
Alfombrillas de protección para mesa	4
Protección de cabeza y cuello	7
Protección de brazos y codos	10
Protección del tronco	12
Protección de piernas y rodillas	17
Protección de tobillos, talones y pies	18
Almohadillas de protección especiales	21
GUÍA DE POSICIONAMIENTO	22
Supino	22
Prono	23
Lateral	24
Litotomía	25
INFORMACIÓN TÉCNICA	26
Mapas de transferencia de presión	26
Uso general	28
Índice	29









Una úlcera por presión es un área de daño localizado en la piel y tejido subyacente causado por la presión, el roce, la fricción o una combinación de los tres. Ocurre cuando la piel y los tejidos finos subyacentes se comprimen, por un período de tiempo, entre el hueso y la superficie en la cual el paciente está tumbado. Consecuentemente, la sangre no puede circular, causando una carencia de oxígeno y nutrientes en las células del tejido fino subyacente, que da lugar a la degeneración rápida de la piel y al inicio de la úlcera por presión. Las prominencias óseas son las áreas más susceptibles al daño (cabeza, hombros, codos, sacro, caderas, nalgas, rodillas y talones), pero en realidad cualquier área del cuerpo es vulnerable si la presión no se maneja correctamente, no se redistribuye o no se alivia. La cantidad de tiempo necesario para que una úlcera por presión se desarrolle varía pero, en pacientes en el estadio más alto del espectro de riesgo, las úlceras pueden desarrollarse en menos de dos horas.

Además de manejar los elementos de presión, roce y fricción, el personal de quirófano debe tener en cuenta cómo, cada uno de los factores intrínsecos de los pacientes (nutrición, dieta, medicación, edad, inmovilidad), puede aumentar la vulnerabilidad de ese paciente al daño tisular y a la degeneración de la piel.

Investigaciones recientes concluyen que hasta el 25% de todas las úlceras por presión comienzan en una cirugía(1). El diagrama de la izquierda indica las áreas del cuerpo que son más sensibles. Aparte del dolor y malestar del paciente, el coste del tratamiento puede comprometer los presupuestos sanitarios. En los E.E.U.U., por ejemplo, mientras que el impacto negativo inicial de las úlceras por presión “es estimado por varias fuentes en 1,68 billones de dólares o más, el impacto económico total de estas úlceras por decúbito, incluyendo reducción en la productividad, litigios jurídicos, etc, se dispara para alcanzar los 6,8 billones anuales”(2)

“El tratamiento básico de las úlceras por decúbito es la prevención” (3)

1 Doctor’s Guide Publishing Ltd (1998) “Up to 25% of bed sores begin in surgery” www.pslgroup.com/dg/6158A.htm
 2 Yale School of Nursing News “ Incidence of Pressure Ulcers Reduced by up to 87 Percent Using Sking Care Prevention Systems”, (November 7th 2001)
 3 Pershall, Linda “ Explanation of decubitus ulcers or pressure sores “ LDHP Medical Review Services Corporation : www.ldhpmc.com





Cualquier dispositivo de posicionamiento usado para reducir la presión en partes del cuerpo de los pacientes y prevenir el daño tisular debe tener la capacidad documentada de reducir las presiones capilares a 32 mmHg o menos (5)

Hendrick, J. & thomsom et al. “Pressure reduction products: making appropriate choices” Journal of Enterostomal Nursing 20 (Nov/dec 1993)





CABEZA



SIN PROTECCIÓN



BRAZOS



TOBILLOS



Chequeado de acuerdo con los protocolos de Manejo de Presiones de Transferencia Ref : FSAT.0017



La incidencia de las úlceras por presión producidas en la sala de operaciones se puede reducir significativamente empleando los posicionadores y reductores de presión más efectivos, así como aplicando conceptos básicos en cuidados de posicionamiento. La educación del personal de quirófano es fundamental:

“Escoger el posicionador adecuado para pacientes quirúrgicos puede ser un reto. El personal de Enfermería Quirúrgica debe elegir el posicionador que mantenga la posición intraoperatoria y minimice el daño tisular potencial, absorbiendo las fuerzas de compresión, redistribuyendo presiones y previniendo hiperelongaciones.” (4)

La gama de productos Trulife para el cuidado de las presiones se deben a nuestro compromiso con los pacientes y el sistema sanitario en el desarrollo y mejora continuas de productos para el cuidado de la presión. Numerosos estudios se han elaborado en el desarrollo de cada gama de producto. Nuestros productos ofrecen hoy día la mejor selección y más amplia gama de productos para la disminución de presiones en quirófano, para pacientes en todas las especialidades quirúrgicas.



AZURE - REDEFINIENDO LOS CUIDADOS DE LA PRESIÓN

La gama Azure es la gama de productos más avanzada e innovadora disponible hoy día en quirófano. Cada producto consta de dos capas protectoras independientes que funcionan en combinación permitiendo a los productos moldeados adaptarse eficientemente a la forma individual del usuario de la forma más anatómica y menos estructurada, convirtiéndose en la protección más efectiva contra daños neurológicos y rotura de tejidos. El nuevo reto de Trulife fue crear un producto que imitase y actuase como una capa adicional de piel y tejido protector. Azure ha establecido un estándar completamente nuevo de protección en Quirófano.



OASIS ELITE - LIGERO Y MÁXIMA DISMINUCIÓN DE PRESIÓN

La gama Oasis Elite combina espuma ligera con silicona Trugel que aporta una máxima disminución de presión y protección del paciente en quirófano. La espuma y gel se combinan para adaptarse a la forma corporal y distribuir el peso uniformemente. Los productos Oasis Elite son un 50 % más ligeros que los fabricados únicamente en gel. No sólo aportan una disminución de presión máxima, sino que están diseñados para una fácil manipulación por el personal médico durante la preparación y cirugía. Los productos Oasis Elite cubren todas las necesidades de posicionamiento específicos en procedimientos clave. Los productos son ligeros, versátiles y aportan una excelente estabilidad.




OASIS - LA SOLUCIÓN DE SILICONA ORIGINAL

La gama Oasis comprende un amplio rango de posicionadores 100% de gel de silicona, reutilizables, que proporcionan al paciente confort y una protección efectiva en todos los procedimientos quirúrgicos. Es la primera gama de productos fabricada por Trulife en el ámbito quirúrgico y permanece como líder del mercado de posicionadores y almohadillas de gel.

4 “Intraoperative Positioning of surgical Patients”. AORN Journal Publications(1996) Vol 53, No. 6 (Revised Aug 2000)





ALFOMBRILLA DE MESA DE OPERACIONES AZURE

La alfombrilla de mesa de operaciones Azure combina la silicona ultra-suave y ligera en la base y el gel de silicona más denso en la superficie, con un perfil en relieve único que amortigua el cuerpo durante la cirugía. Las alfombrillas son un 20% más ligeras que otras alfombrillas de gel.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
AZ610	Alfombrilla de mesa universal	520 x 520 x 10 mm
AZ611	Alfombrilla ¼ de mesa	1150 x 520 x 10 mm



ALFOMBRILLA DE MESA DE OPERACIONES OASIS ELITE

La alfombrilla de mesa de operaciones Oasis Elite se pueden usar para proteger el cuerpo en cualquier intervención quirúrgica. La Alfombrilla ultraligera consta de una base de espuma y una superficie de gel, permitiendo su fácil transporte y manipulación por el personal de quirófano.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
EL030	Alfombrilla de mesa Universal	520 x 520 x 20 mm
EL031	Alfombrilla ¼ de mesa	1150 x 520 x 20 mm




ALFOMBRILLA DE MESA DE OPERACIONES ESTANDAR OASIS

Estas alfombrillas de mesa de operaciones Oasis proporcionan protección sobre la superficie de la mesa de operaciones y se recomienda emplear con pacientes en cualquier posición. Las alfombrillas son blandas, flexibles, confortables y versátiles y distribuyen el peso uniformemente sobre toda la superficie.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA030	Alfombrilla de mesa universal	520 x 520 x 10 mm
OA031	Alfombrilla ¼ de mesa	1150 x 520 x 10 mm
OA032	Alfombrilla de mesa completa	1800 x 520 x 10 mm



ÁREA CORPORAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGOS
Cabeza y cuello	Protector de cabeza Anillos cabeza cerrados	AZ100 EL011 / 12 OA010 / 11 / 12
	Apoyos de cabeza supino Alfombrilla de cara	EL151 / 152 OA140
Brazo y codo	Protectores de brazo Alfombrillas para apoyabrazos	AZ200 / 201 EL070 / 72 / 101 / 102 OA101 / 070 / 071 / 072
	Protectores de nervio cubital / radial Alfombrilla para fijación de brazo	OA060 / 061 OA100 / 102
Tronco	Alfombrillas de mesa	AZ610 / 611 EL030 / 031 OA030 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43
	Protectores de sacro Posicionador universal Posicionador de bóveda Posicionadores universales Correa posicionadora de paciente Correa para extremidades	AZ300 / 301 AZ500 EL210 OA050 / 51 / 52 / 53 OA110 OA113
Pierna y rodilla	Alfombrilla para pernas	AZ410 OA090 / 091 / 092
Tobillo, talón y pie	Protector de tobillo Almohadillas para talones Taloneras Protector de tobillo y talón Alfombrillas para pernas tipo bota Estribos para tobillos	AZ401 EL130 / OA130 OA131 OA200 OA160 OA080 / 081




ÁREA CORPORAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGOS
Cabeza y cuello	Protector de cabeza Anillos cabeza cerrados	AZ100 EL011 / 12 OA010 / 11 / 12
Brazo y codo	Protectores de brazo Alfombrillas para apoyabrazos Protectores de nervio cubital / radial	AZ200 / 201 EL070 / 72 / 101 / 102 OA101 / 070 / 071 / 072 OA060 / 061
Tronco	Alfombrillas de mesa Posicionador lateral Posicionador universal Posicionador de bóveda Posicionadores universales Correa posicionadora de paciente Correa para extremidades	AZ610 / 611 EL030 / 31 OA030 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 OA041 / 42 / 43 EL900 AZ500 EL210 OA050 / 51 / 52 / 53 OA110 OA113
Tobillo, talón y pie	Protector de tobillo y talón	OA200



ALFOMBRILLA CON RELIEVE OASIS

La alfombrilla con relieve Oasis contiene una serie de perfiles salientes de Trugel de 30 mm² que incrementan la superficie efectiva de la alfombrilla en un 33%. Este diseño único produce una mejor distribución del peso, en especial durante operaciones de larga duración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA041	Alfombrilla con perfil universal	520 x 520 x 12 mm
OA042	Alfombrilla con perfil ¾ de mesa	1145 x 520 x 12 mm
OA043	Alfombrilla con perfil ¾ de mesa (recortada)	1145 x 520 x 12 mm



ALFOMBRILLA DE MESA DE OPERACIONES OASIS DE 3 PIEZAS

Diseñado para su uso sobre mesas de quirófano de varias secciones, este conjunto consiste en una sección para la cabeza, otra para el tronco con recorte perineal y otra para los pies. Aporta un alto grado de flexibilidad, versatilidad y protección durante gran variedad de procedimientos quirúrgicos, particularmente en el campo ortopédico y en urología, y puede ser usado también como una alfombrilla de mesa estándar.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA036	Sección de cabeza	225 x 500 x 10 mm
OA037	Sección de torso	990 x 500 x 10 mm
OA038	Sección de pies	500 x 500 x 10 mm
OA039	Conjunto de 3 piezas	-



ALFOMBRILLA DE MESA PEDIATRICA OASIS

Diseñada para proteger a pacientes pediátricos en cualquier procedimiento quirúrgico, esta alfombrilla se puede usar también como sobre-colchón en camas hospitalarias.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA033	Alfombrilla de mesa pediátrica	900 x 380 x 10 mm



ALFOMBRILLAS DE CADERA OASIS

La alfombra de cadera Oasis es plana y está especialmente diseñada para uso sobre mesas de ortopedia.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA035	Alfombra de cadera	520 x 520 x 10mm



ALFOMBRILLA DE MESA PERINEAL OASIS

Esta alfombra aporta una excelente protección para la región del sacro, un punto de máxima presión. Es un producto esencial para los pacientes en posición de litomía.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA040	Alfombra de mesa perineal	520 x 520 x 10 mm



ALFOMBRILLA PARA INCUBADORA

Esta ultra suave alfombra proporciona una suave y confortable base para neonatos, proporcionando una total protección contra erosiones y daños neuronales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA300	Alfombra para incubadora	620 x340 x 12mm



ÁREA CORPORAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGOS	
Cabeza y cuello	Anillos de Cabeza Abiertos	EL021/22 OA020/21/22	
	Apoyos de Cabeza Prono	EL141/142	
Brazo y codo	Protectores de Brazo	AZ200/201	
	Alfombrillas de Brazo	EL070/72/101/102 OA101/070/071/072	
	Protector de Nervio Braquial / Cubital	OA060/061	
Tronco	Alfombrillas de Mesa	AZ610/11 EL030/31 OA030/31/32/33/35/36/37/38/39/40/ OA041/42/43	
	Sistema Posicionador Prono	EL905	
	Posicionador Prono	EL903	
	Posicionador Universal	AZ500	
	Rodillos Pectorales	EL214/215/216/217/218 OA211/12/13	
	Posicionador de Bóveda	EL210	
	Posicionadores de Paciente	OA050/51/52/53	
	Correa para Extremidades	OA113	
	Pierna y rodilla	Alfombra de Rodilla	EL401/402
	Tobillo, talón y pie	Posicionador de Bóveda	EL210
Especialidades	Almohadillas para cuadro Relton	OA120	
	Almohadillas para cuadro Wilson	OA221	




ÁREA CORPORAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGOS
Cabeza y cuello	Protector de Cabeza Anillos de Cabeza Cerrados Apoyos de Cabeza Supino Alfombrilla de Cara	AZ100 EL011/12 OA010/11/12 EL151/52 OA140
Brazo y codo	Protectores de Brazo Alfombrillas de Brazo Protector de Nervio Braquial / Cubital Alfombrilla para fijación de Brazo	AZ200/201 EL070/72/101/102 OA101/070/071/072 OA060/061 OA100/102
Tronco	Alfombrillas de Mesa Protector de Sacro Posicionador Universal Posicionador de Boveda Posicionadores de Paciente Correa Posicionadora Correa para Extremidades Alfombrilla para Poste Perineal	AZ610/11 EL030/31 OA030/31/32/33/35/36/37/38/39/40/ OA041/42/43 AZ300/301 AZ500 EL210 OA050/51/52/53 OA110 OA113 OA180
Pierna y rodilla	Protector de Pierna	AZ400
Tobillo, talón y pie	Protector de Tobillo Almohadillas para Tobillo Talonerías Protector de Talón y Tobillo Alfombrilla para tracción de Bota Rodillos Pectorales	AZ401 EL130/OA130 OA131 OA200 OA190 EL214/215/216/217/218 OA211/12/13

**PROTECTOR DE CABEZA AZURE**

La doble capa del protector de cabeza Azure está diseñada innovadoramente para el contorno de la cabeza del paciente, ofreciendo confortabilidad y proporcionando una efectiva protección al paciente.

CÓDIGO
AZ100

DIMENSIONES
260 x 250 x 50mm

**APOYO DE CABEZA PRONO OASIS ELITE**

Desarrollado en conjunto con el personal de quirófano de un Hospital Referencial, el apoyo de cabeza Prono de Oasis Elite está anatómicamente diseñado de modo que la cabeza del paciente pueda descansar cómodamente boca abajo con los tubos del respirador conectados. Este diseño único proporciona un excelente apoyo, estabilidad, comodidad y protección durante las intervenciones quirúrgicas en posición prono, con aberturas en ambos lados. Este producto es ligero, duradero y de fácil manejo.

CÓDIGO
EL141
EL142

DESCRIPCIÓN
Grande
Mediano

DIMENSIONES
280 x 240 x 140mm
280 x 240 x 130mm






APOYO DE CABEZA SUPINO OASIS ELITE

Este apoyo de cabeza supino es ideal para posiciones del paciente durante las operaciones de los ojos y otros procedimientos supinos. Ergonómicamente creado para la posición de la cabeza del paciente, ofrece una eficaz protección contra las erosiones producidas por la presión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
EL152	Adolescente	275 x 230 x 65mm
EL151	Adulto	275 x 237 x 90mm



ANILLO DE CABEZA CERRADO OASIS ELITE

Esta combinación única de gel y espuma ofrece comodidad a la cabeza del paciente, y además este anillo se puede utilizar en muchos procedimientos quirúrgicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
EL011	Adolescente	Ø 140 x 34mm
EL012	Adulto	Ø 200 x 50mm



ANILLO DE CABEZA ABIERTO OASIS ELITE

La combinación de gel y espuma proporciona estabilidad y protección para la cara del paciente durante la cirugía. La abertura permite la intubación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
EL021	Adolescente	Ø 140 x 34mm
EL022	Adulto	Ø 200 x 54mm



ALMOHADILLAS PARA CUADRO RELTON OASIS

Las almohadillas para cuadro Relton OASIS están diseñadas para ajustarse sobre los cuatro soportes del cuadro Relton y aportan excelente protección al paciente posicionado para cirugía espinal.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA120	190 x 170 x 18 mm



ALMOHADILLAS PARA CUADRO WILSON OASIS

Las almohadillas para cuadro Wilson OASIS están diseñadas para aliviar la presión a pacientes posicionados sobre el citado soporte. El cuadro Wilson se utiliza para mantener a los pacientes en posición de columna flexionada. Las almohadillas OASIS aportan protección adicional y comodidad al paciente posicionado sobre un cuadro Wilson, y están disponibles en dos tamaños.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA221	735 x 255 x 10 m 10 mm





ESTRIBOS PARA TOBILLOS OASIS

Los estribos OASIS están almohadillados para prevenir daños neurológicos y proteger la piel del paciente en posición de litotomía. Son sencillos de colocar y pueden ser ajustados para adaptarse a cualquier paciente. Existen en dos tamaños, normal y grande, para lograr un perfecto ajuste.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA080	315 x 45 x 10 mm
OA081	440 x 45 x 10 mm



ALFOMBRILLA PARA BOTA DE TRACCIÓN OASIS

Este producto actúa como un forro para la mayor parte de modelos de bota de tracción y aporta protección para el talón y el empeine. Es efectivo durante las operaciones de colocación de clavos y placas, fijación de fémur y tibia, y también en intervenciones de cadera.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA190	370 x 240 x 5 mm



ALFOMBRILLA PARA PERNERAS TIPO BOTA OASIS

Producto diseñado para su uso en la mayoría de perneras tipo bota. Las alfombrillas aportan una protección excelente para la pantorrilla y el talón mientras el paciente se encuentra en posición de litotomía. Se sujetan a las perneras mediante tiras velcro.


CÓDIGO	DIMENSIONES
OA160	505 x 145 x 10 mm



ANILLO DE CABEZA CERRADO OASIS

Disponible en una amplia variedad de tamaños, el anillo de cabeza cerrado Oasis protege la cabeza, cuello y orejas durante todo tipo de cirugía y permite su uso en variedad de posturas durante los procedimientos quirúrgicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA010	Pediátrico	Ø 90 x 20 mm
OA011	Adolescente	Ø 149 x 35 mm
OA012	Adulto	Ø 200 x 45 mm



ANILLO DE CABEZA ABIERTO OASIS

Suave, cómodo y duradero, el anillo de cabeza abierto Oasis soporta el apoyo de la cara del paciente, permitiendo el fácil acceso para la intubación durante la cirugía.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA020	Pediátrico	Ø 90 x 40 mm
OA021	Adolescente	Ø 140 x 60 mm
OA022	Adulto	Ø 200 x 75 mm



ALFOMBRILLA DE CARA OASIS

La almohadilla de cara de Oasis tiene un diseño ergonómico para proteger la frente del paciente de la presión ejercida por los tubos endotraqueales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
OA140	Alfombrilla de cara	165 x 80 x 8 mm



PROTECTOR DE BRAZO AZURE

El protector de brazo Azure se adapta a la forma del brazo del paciente, actuando como una segunda capa de tejido fino y ofreciendo una protección excelente contra daños neurológicos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
AZ200	Corto	330 x 140 x 30mm
AZ201	Largo	460 x 180 x 35mm



ALFOMBRILLA CONFORMADA PARA APOYABRAZOS OASIS ELITE

Esta alfombrilla para apoya-brazos conformada está diseñada para proporcionar soporte y estabilidad al brazo en variedad de procedimientos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
EL101	Largo	510 x 150 x 35mm
EL102	Corto	400 x 150 x 35mm



ALFOMBRILLA APOYABRAZOS OASIS ELITE

Esta alfombrilla apoyabrazos plana tiene un leve rebaje para acunar el brazo y proporcionar una distribución eficaz de la presión durante varios procedimientos quirúrgicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
EL072	Largo	600 x 125 x 20mm
EL070	Corto	400 x 125 x 20mm



ALMOHADILLAS PARA TALONES OASIS

Estas almohadillas, de 100 % gel de silicona, son convenientes para el uso en cualquier cirugía en posición supina, donde los talones son las zonas con mayor riesgo de daño tisular.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA130	180 x 100 x 70 mm



TALONERAS OASIS

Las taloneras OASIS están diseñadas para para aliviar la presión sobre los talones del paciente. Pueden ser usadas durante y tras la mayoría de las intervenciones quirúrgicas, así como en pacientes confinados en cama o en sillón diurno.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA131	105 x 90 x 43 mm



PROTECTOR DE TOBILLO Y TALÓN OASIS

Estos protectores han sido diseñados para ajustarse sobre los tobillos y los talones como una bota cerrada mediante velcro. Aportan un almohadillado protector para el talón mientras el paciente se encuentra en posición supina o lateral. También pueden ser usados para proteger el tobillo y el pie durante el uso de estribos de tobillo convencionales y de postes de litomía.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA200	230 x 200 x 20 mm



**PROTECTOR DE TALONES AZURE**

El área del talón es de riesgo extremo durante cualquier procedimiento quirúrgico y se le debe dar una atención especial para evitar cualquier daño innecesario. Estos protectores ligeros proporcionan protección del talón así como estabilidad y soporte. Se suministra en pares.

CÓDIGO
AZ401

DIMENSIONES
190 x 175 x 30 mm

**ALMOHADILLAS PARA TALONES OASIS ELITE**

Este producto aporta soporte y máxima protección para los talones, incluso durante las intervenciones más largas. Aplican el soporte sobre los tendones de Aquiles y suprimen totalmente la presión sobre los talones. Suministrado en pares, son ligeros y fácil de usar.

CÓDIGO
EL130

DIMENSIONES
180 x 100 x 70 mm

**ALFOMBRILLA PARA APOYABRAZOS CONFORMADA OASIS**

Este dispositivo ha sido diseñado para uso sobre una extensión apoyabrazos estándar. Su perfil preformado aporta excelente protección para los nervios plexo braquial, cubital, radial y medio, a la vez que mantiene el brazo en posición.

CÓDIGO
OA101

DESCRIPCIÓN
Alfombrilla Apoyabrazos

DIMENSIONES
510 x 150 x 35 mm

**ALFOMBRILLAS PARA APOYABRAZOS OASIS**

Estos dispositivos aportan la protección necesaria para los nervios plexo braquial, cubital y medio mientras el brazo se encuentra extendido sobre un soporte. Este producto tiene varios tamaños para adaptarse a todos los modelos de apoyabrazos.

CÓDIGO
OA070
OA071
OA072

DIMENSIONES
395 x 115 x 10 mm
600 x 200 x 10 mm
600 x 125 x 10 mm


**PROTECTORES DE NERVIOS RADIAL / CUBITAL**

Los protectores de los nervios radial / cubital son esenciales para la protección de brazos y codos.

CÓDIGO
OA060
OA061

DESCRIPCIÓN
Pequeño
Grande

DIMENSIONES
380 x 115 x 8 mm
460 x 210 x 8 mm

**ALFOMBRILLA PARA FIJACIÓN DE BRAZO OASIS**

Este dispositivo ha sido especialmente diseñado para adaptarse a los soportes de brazo perspex / acrílicos, accesorios estándar usados en mesas de operaciones. El producto puede acoplarse fácilmente al brazo mediante tiras de velcro.

CÓDIGO
OA100
OA102

DIMENSIONES
170 x 110 x 10 mm
162 x 132 x 10 mm



**PROTECTOR SACRO AZURE**

El área del sacro es una zona de máximo riesgo si no se la protege. El protector sacro Azure ha sido diseñado para dar soporte en las posiciones supino y litotomía reduciendo la presión y distribuyéndola a las zonas periféricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
AZ300	Pequeño	400 x 380 x 25 mm
AZ301	Grande	450 x 445 x 30 mm

**POSICIONADOR UNIVERSAL AZURE**

Este producto versátil y ligero puede ser usado como posicionador y protector del paciente en variedad de procedimientos quirúrgicos.

CÓDIGO	DIMENSIONES
AZ500	410 x 145 x 60 mm

**PROTECTOR DE PIERNA AZURE**

El protector de pierna Azure proporciona una protección total en las áreas de piernas y talones. Ligeramente elevado detrás de la rodilla, el protector ofrece protección en el nervio popliteo y comodidad perfecta alrededor de la pierna. En cualquier posición, protección y una correcta alineación son las claves de este producto único.

CÓDIGO
AZ400

DIMENSIONES
515 x 180 x 40 mm

**ALFOMBRILLAS PARA PERNERAS AZURE**

Estas alfombrillas fueron diseñadas para el uso con diferentes tipos de perneras para proteger los nervios y vasos sanguíneos de la pierna durante los procedimientos de litotomía. Muy ligero y flexible, la capa dual de la alfombrilla Azure protegen contra los roces de la piel y los daños neuronales. Se suministran por pares.

CÓDIGO
AZ410

DIMENSIONES
370 x 205 x 25 mm

**ALFOMBRILLA DE RODILLA OASIS ELITE**

La alfombrilla de rodilla es utilizada en procedimientos en posición prono para proteger las rodillas contra la presión que ejercen y el riesgo de aparición de úlceras.

CÓDIGO
EL401
EL402


DIMENSIONES
510 x 150 x 35 mm
400 x 150 x 35 mm


**ALFOMBRILLAS PARA PERNERAS OASIS**

Estas alfombrillas están diseñadas para ser usadas en todo tipo de perneras. Suministradas en parejas, se pueden encontrar en variedad de medidas.

CÓDIGO
OA090
OA091
OA092

DIMENSIONES
315 x 235 x 10 mm
395 x 245 x 10 mm
520 x 300 x 10 mm






POSICIONADORES DE PACIENTE UNIVERSALES OASIS

Estos posicionadores 100% de silicona son apropiados para un seguro y efectivo posicionamiento del paciente durante todo tipo de intervenciones.

Código	Dimensiones
OA050	160 x 80 x 45 mm
OA051	330 x 70 x 50 mm
OA052	300 x 120 x 60 mm
OA053	360 x 125 x 70 mm



ALFOMBRILLA DE POSTE PERINEAL OASIS

La alfombrilla para poste perineal de Oasis reduce la presión de contacto y el roce del paciente en la región inguinal y se sujeta rápida y fácilmente mediante velcro. Su forma y tamaño universales permiten a la alfombrilla ser usada en la mayor parte de las mesas de operaciones de traumatología.

Código	Dimensiones
OA180	300 x 260 x 10 mm



SISTEMA POSICIONADOR PRONO OASIS ELITE

El nuevo Sistema Posicionador Prono de Trulife es el resultado de amplias investigaciones sobre las necesidades del personal de quirófano para los pacientes durante procedimientos quirúrgicos en posición prono.

Diseñado pensando en pacientes y personal quirúrgico, el nuevo Sistema Posicionador Prono combina todo en uno, la máxima protección en el alivio de la presión y un posicionamiento efectivo.

Para una máxima protección se recomienda usar el producto en combinación con el Apoyo de Cabeza Prono (EL141), la Almohadilla de Rodilla (EL401/402) y un rodete de pecho bajo o un posicionador universal para elevar los pies.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
EL905	Sistema Posicionador Prono Oasis Elite	675 x 500 x 100 mm
PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES:		
EL906	Sección superior Izda.	275 x 250 x 100 mm
	Sección inferior Dcha.	
EL907	Sección superior Dcha.	275 x 250 x 100 mm
	Sección inferior Izda.	
EL908	Sección media Izda.	125 x 250 x 100 mm
	Sección media Dcha.	
EL912	Placa Base	500 x 336 x 6 mm



POSICIONADOR PRONO OASIS ELITE

La combinación de espuma y gel del posicionador prono se ha diseñado para aportar un posicionamiento efectivo del paciente durante procedimientos quirúrgicos en posición prono. Para una mejor protección, se recomienda su uso combinado con el Apoyo de Cabeza Prono.

CÓDIGO	MEDIDAS
EL903	610 x 530 x 130 mm






POSICIONADOR LATERAL OASIS ELITE

Este posicionador permite una transición segura, rápida y sencilla de posición supina a lateral. El hombro inferior del paciente se sitúa en el canal diseñado para ello, proporcionando un excepcional confort y protección neurológica. El posicionador lateral está diseñado para usar en cirugías de reemplazo de cadera, hombro, riñón y otras cirugías. El apoyo de cabeza incorporado y soportes auxiliares ayudan a la apropiada alineación espinal y al acceso quirúrgico.

CÓDIGO	DIMENSIONES
EL900	720 x 500 x 160 mm



POSICIONADOR DE BÓVEDA OASIS ELITE

Este ligero posicionador puede usarse como posicionador y protector del paciente durante varias cirugías en todas las posiciones. Puede ser usado en múltiples aplicaciones.

CÓDIGO	DIMENSIONES
EL210	350 x 150 x 75 mm



RODILLOS PECTORALES DE BASE PLANA OASIS ELITE

Estos dispositivos proporcionan excelente posicionamiento y estabilidad. El exclusivo diseño combinado de espuma y gel proporciona un producto un 75 % más ligero que sus productos competidores, favoreciendo su manipulación por el personal de quirófano.

CÓDIGO	DIMENSIONES
EL214	305 x 150 x 100
EL215	405 x 150 x 100
EL216	510 x 150 x 100
EL217	405 x 150 x 150
EL218	510 x 150 x 150



RODILLOS PECTORALES DE BASE PLANA OASIS

Estos dispositivos, 100 % gel de silicona, proporcionan excelente posicionamiento y estabilidad y están disponibles en varios tamaños.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA211	305 x 100 x 75 mm
OA212	405 x 100 x 75 mm
OA213	510 x 100 x 75 mm



CORREA POSICIONADORA DE PACIENTE OASIS

Esta correa proporciona seguridad, estabilidad y protección de la piel al paciente sobre la mesa de operaciones. Mediante el uso de un cierre de pinza, la correa puede ajustarse con facilidad para adaptarse a cualquier mesa.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA110	505 x 85 x 8 mm



CORREA PARA EXTREMIDADES OASIS

La correa para extremidades es utilizada en muchas cirugías para asegurar la posición de las extremidades en la mesa de operaciones.

CÓDIGO	DIMENSIONES
OA113	315 x 45 x 10 mm